

2018年1月吉日

お客様各位

 原田産業株式会社
 メディカルチーム

呼気 NO モニター NObreath®

使用方法の変更ならびに一部消耗品販売終了のご案内

拝啓





時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品「呼気 NO モニター NObreath®」(製品コード 3050-600)の使用方法を、下記の通り変更することとなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

	変更前	変更後
使用方法	消耗品 3種類 をしっかり接続し、マウスピースを口にくわえて息を吹き込む	消耗品 2種類 をしっかり接続し、アダプターを口にくわえて息を吹き込む
使用する消耗品	フロー / アダプター / 紙製マウスピース 	フロー / アダプター 
使用例		

※各消耗品は適切な使用方法に従いご使用ください。

※紙製マウスピース(製品コード 3050-602)は **2018年3月末頃に販売終了** を予定しております。

ただし、在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。

以上