

2018年11月5日

お客様各位

 原田産業株式会社  
 メディカルチーム

## ピコプラス / マイクロプラス スモーカーライザー 消耗品変更のご案内

拝啓

ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいておりますピコプラススモーカーライザーにつきまして、製造元のモデルチェンジにともない下記の通り消耗品が変更となります。従来品の販売終了ならびに後継品の販売開始についてご案内申し上げます。

皆様方におかれましては、突然のご案内により多大なお手間とご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

販売終了品	 <b>3050-301</b> Dサンプリングコネクター	 <b>3050-302</b> フラットタイプマウスピース
	2018年 9月中旬 販売終了済	2018年 11月上旬 販売終了済


※ただし、なくなり次第販売終了

新規発売品	 <b>3050-304</b> Dピース	 <b>3050-305</b> ステリプレスマウスピース
	※ご注意※ 必ず上記セットでご使用ください。旧製品との組み合わせでの使用はできません。	



### 【切り替え時期】

現行品の販売終了：2018年10月末

後継品の販売開始：2018年6月




**【新規発売製品詳細】**

製品名	Dピース	ステリプレスマウスピース
製品番号	3050-304	3050-305
入数	12本/箱	250本/箱
価格	4,500円/箱	5,000円/箱
JANコード	4931839805091	4931839805084
特徴	①製品内部には <b>逆流防止弁</b> が搭載されており、患者様が本体内部に滞留している空気を誤って吸い込まないように設計されています。 ②製品内部には <b>バクテリアろ過率99.9%以上</b> が確認しているフィルターが取り付けられています。	①マウスピースは一つずつ <b>個包装</b> されています。 ②マウスピース本体に <b>触れること無く</b> 、Dピースに接続することができます。
交換頻度	ご使用開始より <b>1ヶ月</b> を目処に交換ください。また、汚れが目立つ場合や、感染の疑いのある患者に使用した場合には、1ヶ月以内でもあっても廃棄し、新しいものに交換ください。	<b>1検査ごと</b> に交換ください。
写真		
接続例		

**【ご注意】**

- ※「3050-304 Dピース」と「3050-305 ステリプレスマウスピース」は**必ずセット**でご使用ください。
- ※現行品と後継品の消耗品を組み合わせでは**ご使用いただけません**。
- ※後継の消耗品は旧機種（マイクロⅣ、ピコ）には**ご使用いただけません**。また、旧機種は2015年秋に製品サポートを終了しております。旧製品をご利用のお客様に起きましては現行機種(ピコプラス)へ切り替えていただきますようお願い致します。



**※旧機種 (サポート終了済) をご使用のお客様は現行品へ買い替えをお願い致します。**