

当院では注射の痛みで悩む方のために

注射時の痛み・恐怖心を和らげる医療機器

を導入しております



販売名 : Buzzy ミニ  
一般的名称 : 冷却パック  
JMDNコード : 37240020  
クラス分類 : クラスⅠ 一般医療機器  
届出番号 : 27B1X00021000095

30秒～120秒間、注射患部に当てて痛みを緩和



ボタンを長押しし  
電源を入れます



注射患部に30～120秒間  
押し当てます



機器を2～3cm上に  
ずらします



機器を押し当てたまま  
注射します