

NObreath 用アダプターにおけるフィルター性能について

前略

ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。お問い合わせいただきました NObreath 用アダプター内部に取り付けられているフィルター性能につきましては、細菌ろ過率および生体ウイルス遮断率が 99.9%以上であることが確認されております。試験結果は下記をご確認願います。

ご査収のほどよろしくお願いたします。

草々

記

試験実施機関：Health Protection Agency (HPA)

【BFE（細菌ろ過率試験）検査結果】

試験番号	試験サンプル (cfu)	透過したサンプル (cfu)	ろ過率 (%)
1	2.95×10^7	5	99.99983
2	2.95×10^7	52	99.99982
3	2.95×10^7	16	99.999946

【VFE（生体ウイルス遮断試験）検査結果】

試験番号	試験サンプル (pfu)	透過したサンプル (pfu)	遮断率 (%)
1	1.01×10^{12}	5.1×10^6	99.9995
2	1.01×10^{12}	6.0×10^7	99.9941
3	1.01×10^{12}	8.8×10^6	99.9991

Bedfont 社「*Mouthpiece Performance Testing issue2*」より抜粋

以上