

2017年 12月吉日

お客様各位

 原田産業株式会社
 メディカルチーム

『NObreath フロー』 Oリング仕様変更のご案内

拝啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品『NObreath フロー』におきまして下記の通り仕様変更することとなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

対 象 製 品	NObreath フロー ※3050-600 『NObreath』に同梱 ※3050-601 『NObreath 用アダプター』に同梱	
変 更 内 容	Oリングの太さを変更	
	【変更前】  Oリング直径：1.3 mm	【変更後】  Oリング直径：1.2mm
対 象 ロ ッ ト	03-17を含む以降のロット全て	
注 意 点	※フローとアダプターは同製品内に同梱されている組み合わせでご使用ください。 ※フローのご使用は50回測定までとし、その後は院内の手順に従い廃棄処分を行ってください。 ※破損品、水濡れ品は使用しないでください。	

以上