

2018年5月吉日

取引先各位

 原田産業株式会社  
 メディカルチーム  
 原田 祐也

## NObreath 用フローとアダプターの組み合わせについて

拝啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品『NObreath』用フローとアダプターの組み合わせにおいて、注意が必要になりますのでご案内させていただきます。フローとアダプターは同製品内に同梱されている組み合わせであれば問題なく接続できるようになっております。ただ、過去のフローと新しいアダプターのように組み合わせを混ぜてしまうと接続しにくくなってしまいますのでご注意ください。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

	アダプター		フロー
旧タイプ	LOT # ・ NTK-2 ・ NTK-3 ・ NTK-4 ・ NTK-7 ・ 01-13 ・ 03-16	(デザイン) 	 Oリング直径：1.3 mm
現行タイプ	LOT# ・ 03-17 ・ 12-17 ・ 05-18 ・ 10-18	(デザイン)  “Single Use”マーク刻印	 Oリング直径：1.2 mm

以上