

2019年 10月吉日

お客様各位

原田産業株式会社
メディカルチーム

NObreath フロー 形状変更のご案内

拝啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社製品『呼気 NO モニター NObreath』に同梱しております NObreath フローにおきまして、製造元（英国 Bedfont Scientific 社）での品質向上を目的とした変更に伴い、下記の通り形状変更することとなりましたのでご案内申し上げます。

今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品	NObreath フロー ※3050-600 『呼気 NO モニター NObreath』に同梱 ※3050-601 『NObreath 用アダプター』に同梱
変更内容	品質向上を目的とした形状変更
移行時期	2019年 10月出荷品より順次変更
備考	使用方法や測定精度の変更はございません。 今まで通り、国際ガイドラインで定められた基準に沿って測定が可能です。 (ATS/ERS 推奨標準測定法 呼気流量 50ml/s、呼気圧 5~20 cmH ₂ O)
注 意 点	<ul style="list-style-type: none">・フローとアダプターは同製品内に同梱されている組み合わせでご使用ください。・フローのご使用は 50 回測定までとし、その後は院内の手順に従い廃棄処分を行ってください。・破損品、水濡れ品は使用しないでください。

	変更前	変更後
全体		
本体 接続部		
アダプター 接続部		
底辺		

以上