

PureLine Comfort

持続皮下注射用・頻回皮下注射用

承認番号21100BZY00230000
クラスII 管理医療機器

皮下留置針

ピュアラインコンフォート

インスリンポンプでの連続皮下注・疼痛管理に最適


特徴

- テフロン加工を施したカニューレを留置することにより、アレルギーの頻度を減少させ留置期間を延長させます。
- 柔軟性に富んだ25Gソフトカニューレは、留置後の疼痛と不快感がありません。
- ポンプを外した時も、専用キャップをセットすれば入浴やスポーツなどが可能です。

1



●留置外観図




●皮下留置イメージ図

2



●ポンプ接続チューブの内側にもテフロン加工を施しており、薬液の吸着がありません。



●ポンプ接続チューブは折れ曲がりにくい構造になっております。

3



●ポンプを外してキャップセット時も一時的に薬液を注入することが可能です。

適応

1.代謝・内分泌科
4.動物実験

2.麻酔科・ペインクリニック
5.その他

3.産科



注意

禁忌・禁止

3.10%フェノバルの投与はしないでください。
ソフトカニューレ及びチューブが溶解します。

商品コード	商品名	梱包単位
38006-002	ピュアライン コンフォート	10個/ボックス



原田産業株式会社 メディカルチーム

〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目10番2号
Tel: (06) 6244-0978
Fax: (06) 6244-0977